

## Seronorm™ Immunoprotein Liq

Flüssige, serumbasierte Multianalyt-Kontrollen mit Zielwerten für mehr als 20 Proteine (inkl. anti-CCP, sTfR und Cystatin C)

- **Umfassendes Analytspektrum:**  
weniger verschiedene Kontrollen, reduziert die Kosten, spart Zeit und Platz
- **Gebrauchsfertige Flüssigkontrolle:**  
schnelle und sichere Überwachung der Leistung Ihrer Messungen
- **Im Level 1: Zielwerte für 6 Fraktionen der Serumeiweiß-Elektrophorese**
- **Zielwerte für:**  
Abbott Alinity/Architect, Beckman Access/Dxl, bioMerieux vidas, Diasorin Liaison, Roche cobas e, Siemens Atellica/Centaur/Immulate und Tosoh AIA-2000

**Ihr Gerät ist noch nicht dabei?**

Sprechen Sie uns gerne an (service@invicon.de, 089/319 047 14)

### Analyte

α1-acid-glycoprotein	β2-microglobulin	Ferritin	Myoglobin
α1-antitrypsin	C3c	Haptoglobin	Prealbumin
α2-macroglobulin	C4	IgA	Protein, total
Albumin	Ceruloplasmin	IgE	RF
Anti-CCP	CRP	IgG	Transferrin
Apolipoprotein A1	Cystatin C	IgM	
ASL	Digitoxin	lösl. Transferinrezeptor	

Überprüfungen Ihrer Kontrollmesswerte und Nachermittlungen führen wir gerne zeitnah für Sie durch!  
service@invicon.de, 089/319 047 14

**Lagerung und Stabilität:**

Ungeöffnet: bei ≤ -20 °C bis zum angegebenen Verfallsdatum

Nach Öffnen: 1 Monat bei ≤ -20 °C  
14 Tage bei 2...8 °C

invicon REF 110128 Seronorm™ Immunoprotein Liq L-1 6 x 1 ml

invicon REF 110129 Seronorm™ Immunoprotein Liq L-2 6 x 1 ml



FL 110128.2022-06