

invitrol® Protein liquid

Flüssige, serumbasierte Multianalyt-Kontrollen mit Zielwerten für mehr als 20 Analyten

- **Einfache Verwendung dank Flüssigkontrolle:**
kein Auftauen oder Lösen erforderlich, verhindert Handhabungsfehler
 - **Lange Haltbarkeit:** nach dem Öffnen im Kühlschrank 60 Tage haltbar
 - **Drei einzeln verfügbare Level:**
Auswahl der Wertelage nach den Bedürfnissen Ihres Labors
 - **Zielwerte für:**
Beckman AU/DxC 700 AU/Immagine, Roche cobas c, Siemens Advia/ProSpec
- Ihr Gerät ist noch nicht dabei?**
Sprechen Sie uns gerne an (service@invicon.de, 089/319 047 14)

Proteine

ADNase	Coeruloplasmin	Kappa
Albumin	C3	Lambda
α -Glycoprotein	C4	Prealbumin
α 1-Antitrypsin	Ferritin	Retinolbindendes Protein
α 2-Macroglobulin	Haptoglobulin	RF
ASL	IgA	Total Protein
Antithrombin	IgE	Transferrin
β 2-Microglobulin	IgG	
CRP	IgM	

Überprüfungen Ihrer Kontrollmesswerte und Nachermittlungen führen wir gerne zeitnah für Sie durch!
service@invicon.de, 089/319 047 14

Lagerung und Stabilität:

Ungeöffnet: bei 2...8 °C bis zum angegebenen Verfallsdatum

Nach Öffnen: 60 Tage bei 2...8 °C

invicon REF I10124	invitrol® Protein liquid L-1	6 x 3 ml
invicon REF I10125	invitrol® Protein liquid L-2	6 x 3 ml
invicon REF I10126	invitrol® Protein liquid L-3	6 x 3 ml



FI I10124.2022-04