

Zuverlässige Differentialdiagnostik bei systemischen Autoimmunerkrankungen

ANA ViraStripe®


zum Antikörpernachweis bei Kollagenosen

Der ANA ViraStripe® ist ein Immunoblot zur Differenzierung und Bestätigung systemischer Autoimmunerkrankungen.

Der ANA ViraStripe® dient als qualitativer Nachweis von spezifischen, diagnostisch relevanten Autoantikörpern gegen nukleäre und zytoplasmatische Autoantigene, die mit den bekannten Kollagenosen assoziiert sind.

Jeder Streifen bietet höchste Zuverlässigkeit durch das integrierte Kontrollsystem aus Serum-, Konjugat- und einer Cut off Kontrolle.

Für optimale diagnostische Sicherheit enthält der ANA ViraStripe® eine zusätzliche DNA-Spezifitätskontrolle, anhand derer die spezifische Reaktivität der dsDNA Bande bewertet werden kann.



ANA ViraStripe®

zum Antikörpernachweis bei Kollagenosen



Best.-Nr.:

V-ANSGSK	ANA ViraStripe® IgG Testkit	25 Tests	V-UVNGKI45	Universal Antihuman IgG Konjugat	4,5 ml
V-ENSGPK	Positives Kontrollserum IgG	330 µl	V-VSNUPR	ViraScan® Software Programm	1 Lizenz
V-ENSGNK	Negatives Kontrollserum IgG	330 µl	V-ANSUEP	ANA ViraStripe® Auswerteprotokolle	50 Stück