


# Legionellen

die richtige Diagnose kann Leben retten


schnell





einfach



Legionella pneumophila DFT, Serogruppe 1 - 6



Legionella OMNI DFT, Serogruppe 1 - 6 und 6 Spezies



Legionella OMNI Screen IFT, Serogruppe 1-6, 7-14 und 6 Spezies

umfassend

## Diagnostik der Legionellen mit DFT und IFT

Spezies	Sero- gruppen	OMNI DFT	OMNI Screen IFT	Human Pathogenität
L. pneumophila	1 - 14	1 - 6	1 - 14	+++
L. bozemanii	2	+	+	++
L. dumoffii	1	+	+	++
L. micdadei	1	+	+	++
L. gormanii	1	+	+	++
L. jordanis	1	+	+	++
L. longbeachae	2	+	+	++
L. anisa	1			+
L. birminhamensis	1			+
L. cincinnatiensis	1			+
L. feele II	2			+
L. hackeliae	2			+
L. maceachern II	1			+
L. oakridgensis	1			+
L. sainthelensi	2			+
L. israelensis	1			+
L. tucsonensis	1			+
L. wadsworth II	1			+