

Für jeden individuell – das passende Modell

Safehip® AirX™ Open Inkontinenz-Modell mit eingenähten Pads und offenem Schritt



Safehip® gibt Sicherheit und schützt

- Sofortschutz gegen Oberschenkelhalsfrakturen
- Fast 100% der Oberschenkelhalsfrakturen können verhindert werden
- Sind als einzige Hüftprotektoren an mehr als 5000 Personen weltweit getestet
- Wirksamkeit in mehreren Studien nachgewiesen
- Für jeden individuell das passende Modell in den Größen S, M, L, XL, XXL
- **NEU:** AirX™-Pads für noch mehr Komfort – 100% atmungsaktiv

Safehip® Wirkprinzip

Die Wirkung beruht auf einer speziell entwickelten Kombination von

- Umverteilung der Sturzenergie vom Oberschenkelhalsknochen in das umliegende Weichteilgewebe
- Vergrößerung des Aufprallareals durch die Protektorpads
- Energieabsorption in den Protektorpads. Patentierte Hufeisenform der Pads.

Die Hose garantiert den immer korrekten Sitz der Protektorpads

Safehip® Open wurde speziell für Personen mit mittel-schwerer bis schwerer Inkontinenz entwickelt.

Die Konstruktion mit offenem Schritt ermöglicht das Tragen entsprechender Einlagen. Das Modell erleichtert die Arbeit der Pflegekräfte z.B. beim Wechseln der Einlagen, und kann auch beim Gang auf die Toilette anbehalten werden.

Was macht Safehip® AirX™ so außergewöhnlich gut?

Grundlage der extrem guten Eigenschaften der **AirX**-Pads, ist das Material: 100% Textil (Spacer Fabric). Dies ist einmalig auf der Welt: es sorgt für 100%ige Atmungsaktivität und für Ableitung von Feuchtigkeit.

Safehip® Open besteht aus

Hose
100% Polyester

SOFT-Pad
AirX™-Technologie, 100% Textil, Latex frei. **EMPA getestet.**

Safehip® Open ist in den Größen S, M, L, XL und XXL erhältlich:

Größe	Konfektionsgröße Damen	Konfektionsgröße Herren
S	34-38	42-46
M	40-44	48-52
L	46-50	54-58
XL	52-56	60-64
XXL	58-62	66-72

Pflege

Safehip Open kann inklusive der Pads im normalen Vollwaschgang gewaschen werden.

- Waschen bis 95°C
- Trocknung bis 160°C

Bei Verunreinigungen durch Urin wird sofortiges Einweichen oder Waschen empfohlen.

Die Pads nicht bügeln!
Keine Bleichmittel, kein Chlor!
Keine Bügelpressen!

Vorsichtsmaßnahmen

In sehr seltenen Fällen (z.B. Auto-unfall, Sturz auf das Gesäß) sind Oberschenkelhalsbrüche trotz Anwendung von Safehip® nicht auszuschließen.

Safehip® wurde nicht zum Schutz vor Sportunfällen entwickelt.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.safehip.at>