



**Safe (Soft) Landing Strip™** ist eine **Sturzmatte**, die vor das Bett gelegt wird und verhindert, dass sich Patienten, die z.B. beim Sturz aus dem Bett verletzen.

**Safe Landing Strip** besteht aus einem speziellen Polymer, das den Aufprall ausgezeichnet abfedert.

Das Material ermöglicht es, **Safe Landing Strip** sehr dünn herzustellen und gleichzeitig höchsten Schutz zu bieten.

**Safe Landing Strip** ist nur 2,5cm dünn!

Da alle vier Seiten zum Rand hin abgeschrägt sind, wird **Safe Landing Strip** nicht zur Stolperfalle. Das Bett ist somit weiterhin einfach und ohne Gefahr erreichbar.

**Safe Landing Strip** ist problemlos begehrbar \*) und mit Rollstühlen und Rollatoren unkompliziert befahrbar.

Die Unterseite ist mit einer rutschhemmenden Schicht versehen, so dass keine Gefahr besteht, dass der Patient mit der Matte wegrutscht.

Die Oberfläche ist leicht mit jedem handelsüblichen Reinigungsmittel zu reinigen.


## Engineered Polymer

Basismaterial der Safe Landing Strip Sturzmatte ist ein spezielles Polymer, das sich durch außergewöhnlich hohe Elastizität und gute Druckverteilung auszeichnet.

Bei Druckmessungen bei Tests in den USA (TUV/NTS) wurden (G-Forces) für dieses Material hervorragende Ergebnisse im Vergleich zu anderen Unterlagen gemessen.

Mit dem Safe Landing Strip war die Aufprall-Reduktion im Vergleich zu Schaumstoffmatten 4 – 9 Mal besser, der Verlangsamungsfaktor 5 – 20 Mal höher.

\*)



## Erfahrungen

**Wenn Sie Ihre/n Patienten wie ein rohes Ei behandeln müssen!**

*"Es hat sich gezeigt, dass Patienten, die sogar aus einem normal hohen Bett gestürzt sind, sich nicht verletzt haben. Wegen der guten Erfahrungen mit dem Einsatz des Safe Landing Strips und dem steigenden Bedarf haben wir inzwischen auch schon Safe Landing Strips nachgekauft."* Hans P. Hartl, Pflegedirektion, Bezirksklinikum Mainkofen, Deutschland.

**"Not One Single Injury"...**

*"I believe it is the best thing since sliced bread. We have had several falls on the mat and not one single injury."*

Quality Assurance, Millersburg, PA

Weitere Informationen finden Sie

unter <http://www.serobac.at/>

→ Pflege



Hergestellt bei



COMFORTEX Inc.  
Winona, U.S.

## Spezifikationen

Standardgröße:  
Maße / Gewicht: 180 x 60 x 2,5 cm / 4,4 kg  
Kernmaterial: Engineered Polymer  
Farbe: hellgrau

Sondergröße:  
Maße / Gewicht: 180 x 90 x 2,5 cm / 6,6 kg  
Kernmaterial: Engineered Polymer  
Farbe: bordeaux