

invitrol® CSF

Stabile Flüssigkontrollen zur Überwachung Ihrer Liquordiagnostik

- **Optimierte Analytkonzentration:**
kein Verdünnen, kein Rerun nötig (bei IgM am Roche cobas c und Beckman Immage)
- **Gebrauchsfertige Flüssigkontrolle:**
schnelle und sichere Überwachung der Leistung Ihrer Messungen
- **Lagerung im Kühlschrank:** schnell einsetzbar
- **Verfügbar in 2 Konzentrationsbereichen:** wie von der Rili-BÄK gefordert
- **Zielwerte für:** Abbott Alinity c, Beckman AU/Immagine, Siemens ProSpec, Roche cobas c
Ihr Gerät ist noch nicht dabei?
Sprechen Sie uns gerne an (service@invicon.de, 089/319 047 14)

Typische Analytzusammensetzung / Werteliste

Analyt	Einheit	Level 1	Level 2
Albumin	mg/dl	10	35
Chlorid	mmol/l	90	140
Glucose	mg/dl	35	70
Kalium	mmol/l	2	4
Lactat	mmol/l	1,5	5

Analyt	Einheit	Level 1	Level 2
Natrium	mmol/l	130	150
Total Protein	mg/dl	15	50
IgA	mg/dl	0,3	1,1
IgG	mg/dl	2,0	6,0
IgM	mg/dl	0,1	0,4

Überprüfungen Ihrer Kontrollmesswerte und Nachermittlungen führen wir gerne zeitnah für Sie durch!
service@invicon.de, 089/319 047 14

Lagerung und Stabilität:

Ungeöffnet: bei 2...8 °C bis zum angegebenen Verfallsdatum

Nach Öffnen: 1 Monat bei 2...8 °C



invicon REF I 10248 invitrol® CSF Kombi 2 x 3 x 3,5 ml

FI I 10248.2022-04