

## invitrol® Urin liquid

Flüssige, urinbasierte Multianalyt-Kontrolle mit mehr als 20 Analyten (z.B. hCG, Amylase und Creatinin) zur Überwachung von urinchemischen Testverfahren

- Jedes Level einzeln oder als Kombipackung in 2 Größen (5 ml oder 15 ml) verfügbar
  - Als Tropferflaschen erhältlich: für einfaches Handling und weniger Kontaminationsgefahr
  - Auch nach dem Öffnen bis zum angegebenen Haltbarkeitsdatum verwendbar
  - Zielwerte für: Abbott Architect/Alinity, Beckman Access/AU/DxC 700 AU/Dxl/Image, Roche cobas/Integra, Siemens Advia/Atellica/Dimension/ProSpec/Centaur/Immulite
- Ihr Gerät ist noch nicht dabei?  
Sprechen Sie uns gerne an (service@invicon.de, 089/319 047 14)

Typische Analytzusammensetzung / Wertelage

| Analyt    | Einheit | Level 1 | Level 2 | Analyt    | Einheit | Level 1 | Level 2 | Analyt        | Einheit | Level 1 | Level 2 |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------------|---------|---------|---------|
| Amylase   | U/l     | 40      | 200     | Glucose   | mg/dl   | 20      | 280     | Magnesium     | mmol/l  | 2       | 5       |
| Calcium   | mmol/l  | 2,0     | 3,0     | Harnsäure | mg/dl   | 8       | 15      | Microalbumin  | mg/l    | 15      | 60      |
| Chlorid   | mmol/l  | 50      | 150     | Harnstoff | mg/dl   | 800     | 1800    | Natrium       | mmol/l  | 80      | 160     |
| Cortisol  | µg/dl   | 2       | 22      | HCG       |         | negativ | positiv | Phosphor      | mmol/l  | 8       | 15      |
| Creatinin | mg/dl   | 60      | 150     | Kalium    | mmol/l  | 30      | 80      | Total Protein | mg/dl   | 8       | 60      |

Lagerung und Stabilität:

Ungeöffnet: bei 2...8 °C bis zum angegebenen Verfallsdatum  
Nach Öffnen: bis zum angegebenen Verfallsdatum bei 2...8 °C, wenn Kontamination vermieden wird

Überprüfungen Ihrer Kontrollmesswerte und Nachermittlungen führen wir gerne zeitnah für Sie durch!  
service@invicon.de, 089/319 047 14

|                     |                             |                  |
|---------------------|-----------------------------|------------------|
| invicon REF I 10211 | invitrol® Urin liquid L-1   | 6 x 15 ml        |
| invicon REF I 10212 | invitrol® Urin liquid L-2   | 6 x 15 ml        |
| invicon REF I 10213 | invitrol® Urin liquid Kombi | je 2 x 3 x 15 ml |
| invicon REF I 10201 | invitrol® Urin liquid Kombi | je 2 x 3 x 5 ml  |



FI 110211.2022-04