

invitrol® Urin dipln

Flüssige Qualitätskontrolle mit humaner Urinmatrix in praktischen 12 ml - Eintauch - Röhrchen zur Überwachung von qualitativen und semiquantitativen Analysen auf Urin-Teststreifen und von mikroskopischen Analysen

- **Gebrauchsfertige Flüssigkontrolle in praktischen 12 ml-Eintauch-Röhrchen:** für eine schnelle und sichere Handhabung
- **Verfügbar in 2 Leveln:** im physiologischen und pathologischen Bereich
- **Zielwerte für eine visuelle und automatisierte Auswertung**

Visuell: Fisher Sure-Vue, Hitado hCG combo, Quidel Quick-Vue, Roche Combur

Automatisiert: Arkray Aution, Beckman iChemVelocity, Hitado LabUReader, Macherey-Nagel Uryxxon, Roche Miditron/ Criterion/ Urisys, Siemens Clinitek, Sysmex UC-1000

Ihr Gerät ist noch nicht dabei?

Sprechen Sie uns gerne an (service@invicon.de, 089/319 047 14)

Analyte

| | | |
|----------------------|-------------------|------------------------------|
| Spezifisches Gewicht | Bilirubin | Creatinin |
| pH | Blut (Hämoglobin) | Protein/Creatinin-Verhältnis |
| Protein | Nitrit | Mikroalbumin |
| Glucose | Urobilinogen | hCG |
| Ketone | Leukozyten | Albumin/Creatinin-Verhältnis |
| Osmolalität | | |

Mikroskopische Analysen

Rote Blutkörperchen
Weiße Blutkörperchen
Kristalle
Ablagerungen

Überprüfungen Ihrer Kontrollmesswerte und Nachermittlungen führen wir gerne zeitnah für Sie durch!
service@invicon.de, 089/319 047 14

Lagerung und Stabilität:

Ungeöffnet: bei 2...8 °C bis zum angegebenen Verfallsdatum

Nach Öffnen: bei 18...25 °C: 2 Wochen bzw. 10 x Eintauchen der Urinestreifen
bei 2...8 °C: 8 Wochen bzw. 20 x Eintauchen der Urinestreifen

invicon REF I10225 invitrol® Urin dipln Kombi 2 Level, je 3 x 12 ml



FI I10225.2022-04